


智慧型磁力攪拌機

SS-100



◆ 充電 & 電源

1. [是否可以使用快速充電器為攪拌機充電？](#)
2. [智慧型磁力攪拌機充電需要多長時間？](#)
3. [如何確認電池是否電量不足或已充電完成？](#)

◆ 安裝

1. [智慧型磁力攪拌機可適用多大尺寸的試管？](#)


◆ 配件

1. [如遺失磁石，是否可另行購買？](#)



智慧型磁力攪拌機

SS-100



➤ 是否可以使用快速充電器為攪拌機充電？

不可以


快速充電器的電壓可能不同，請勿使用快速充電器為智慧型磁力攪拌機充電，容易因此造成設備損壞。
若因不當使用而造成損壞，將不在保固範圍內。

[回到最前頁](#)



智慧型磁力攪拌機

SS-100



➤ 智慧型磁力攪拌機充電需要多長時間？


使用USB 5V 充電，約 120 分鐘（2 小時）可充滿。

[回到最前頁](#)



智慧型磁力攪拌機

SS-100



➤ 如何確認電池是否電量不足或已充電完成？

- 電量過低時，電源鍵會閃爍藍燈以示提醒。
- 充電過程中，充電孔旁會顯示紅色。
- 電量充滿後，充電孔旁會顯示藍色。



▲ 充電中




▲ 充電完成

[回到最前頁](#)



智慧型磁力攪拌機

SS-100



➤ 智慧型磁力攪拌機可適用多大尺寸的試管？

攪拌機底座適用於直徑小於**27mm**的試管，此規格都能適用一般多數的水族測試套件。




[回到最前頁](#)



智慧型磁力攪拌機

SS-100



➤ 如遺失磁石，是否可以另行購買？

可以。

請連絡澳多科技之相關經銷商：

<https://www.autoaqua.com.tw/tw/distributors.html>



回到最前頁

